

BEAUTY-AGE

FOTORINGIOVANIMENTO



TECHNICAL DATA

CODICE:	PAFRAGE001.1
ALIMENTAZIONE:	230 V ~
FREQUENZA ALIMENTAZIONE:	50 Hz
CLASSE MEDICALE:	II B
CLASSE DI ISOLAMENTO:	I - Parte applicata tipo BF
POTENZA MEDIA ASSORBITA DALLA RETE:	110W
MODALITA' D'IMPEGNO:	Funzionamento Continuo
DIMENSIONI / PESO	38 x 28 x 26 cm (P x L x H) / 4 Kg (circa)

Accessori inclusi

- Manipolo defocalizzato per applicazioni locali

Accessori opzionali

- Kit cosmetico comprensivo di un flacone 50 ml di principio attivo e due creme di mantenimento 50ml

La lampada a luce fredda per la fotobiostimolazione **consente di eseguire trattamenti anti-aging di fotoringiovanimento cutaneo atermico non ablativo attraverso l'emissione di radiazioni luminose di lunghezza d'onda diversa, 680 nm nella fase preparatoria e 880 nm nella fase stimolatoria.** Colpendo la microvascolatura tissutale, la luce stimola i fibroblasti a produrre elastina e collagene **rigenerando i tessuti danneggiati dall'invecchiamento fisiologico, dall'esposizione ai raggi UV e dalla mancanza di collagene come nei casi di cicatrici da acne e smagliature.** Allo stesso tempo, la luce fredda svolge un'azione inibitoria sul sistema degli enzimi metalloproteasi che inducono, dopo i 40 anni, la progressiva degradazione del collagene nel derma profondo determinando l'invecchiamento cutaneo. Gli effetti del trattamento possono essere intensificati e mantenuti grazie all'applicazione di specifici prodotti cosmetici ad uso domiciliare. L'ampio schermo della lampada consente di eseguire il trattamento su aree più estese, mentre con l'apposito manipolo defocalizzato fornito in dotazione è possibile agire localmente su zone più circoscritte.

Skin Hyaluronic Indispensabile per il mantenimento dell'idratazione della cute e per dare volume ai tessuti, l'acido ialuronico è una sostanza naturale normalmente presente nel corpo umano (un terzo dell'acido ialuronico dell'organismo viene eliminato naturalmente e sostituito ogni giorno) che tende, tuttavia, a ridursi sensibilmente con l'avanzamento dell'età creando rughe e segni visibili sul viso. **Skin Hyaluronic** è una soluzione di ialuronato sodico e pantenolo particolarmente **indicata per la sua azione idratante sulla cute disidratata** priva di un adeguato ed omogeneo film idrolipidico. Grazie all'azione riempitiva dell'acido ialuronico, il trattamento estetico con **Skin Hyaluronic consente di appianare le rughe restituendo vitalità ed elasticità alla pelle.**

Skin Young Si tratta di un composto di vitamine, amminoacidi e minerali che promuove il recupero della funzionalità biologica della cute. La bio-rivitalizzazione operata attraverso **Ultraderm e Skin Young** determina una **riduzione delle rughe ed un effetto rassodante ed idratante.** Il complesso vitaminico agisce come **fattore anti-aging** nel contrastare gli effetti di una senescenza precoce della cute incrementando il metabolismo cellulare e la detossinazione della cute grazie all'eliminazione degli scarti metabolici, delle tossine esogene ed endogene.

Il trattamento è indicato per pelli pre-mature. Dopo le 5 sedute da protocollo si otterrà un ringiovanimento globale con rassodamento dei tessuti ed una visibile distensione delle rughe d'espressione.

Skin Aging Si tratta di una soluzione a base di peptidi, molecole a bersaglio cellulare formate da amminoacidi concatenati nelle proteine, **efficaci nel processo di riparazione dei tessuti cutanei e di sintesi di macromolecole tissutali.** I peptidi, in particolare, agiscono efficacemente contro la formazione di radicali liberi (il cui effetto ossidante causa la perdita di elasticità della pelle e la precoce comparsa di rughe) **attenuando le rughe d'espressione e restituendo elasticità alla pelle disidratata e ipoelastica,** soprattutto in età avanzata. **Il rapido assorbimento dei peptidi attraverso il sistema Ultraderm determina un ripristino funzionale di collagene ed elastina con effetti evidenti già dopo la prima applicazione.**