

HYSERPEN PRO

LASER TECHNOLOGY



TECHNICAL DATA

CODICE:	PADLHYSD004.1
ALIMENTAZIONE:	100-240 V ~
FREQUENZA ALIMENTAZIONE:	50-60 Hz
CORRENTE MASSIMA ASSORBITA:	1,5A @ 115Vac, 0,75A @ 230Vac
CLASSE MEDICALE / CLASSE LASER:	II B / IV
CLASSE DI ISOLAMENTO:	II - Parte applicata tipo BF
SORGENTE LASER:	3W
DIMENSIONI / PESO HYSERPEN:	167 x 18 mm (L x Ø) / 122 grammi
DIMENSIONI / PESO BASE:	220 x 160 x 40 mm (L x P x H) / 500 grammi
LUNGHEZZA D'ONDA	810nm
MODALITA' OPERATIVA:	Selezionabile: Continuo - Temporizzato

Accessori inclusi


- Base
- Manipolo
- Cavo di alimentazione USB
- 10 Tips intercambiabili
- Terminale ampie aree
- Occhiali di protezione
- Protocolli clinici
- Manuale utente

HYSERPEN PRO: Laser a semiconduttore wireless studiato e certificato per l'Igienista Dentale con quattro protocolli preimpostati: Biostimolazione, Desensibilizzazione Dentinale, Decontaminazione Tasche e Sbiancamento*.

Il display grafico ad icone, presente sulla base di ricarica, permette di selezionare in maniera semplice ed intuitiva il trattamento da eseguire, garantendo affidabilità e rapidità di utilizzo.

Hyserpen Pro è il device portatile che **può essere alimentato anche da un semplice power bank** esterno, consentendo al professionista di adattarsi alle diverse condizioni lavorative, presso il proprio studio o in supporto ad altri. Grazie alle **dimensioni compatte** ed a un **peso di soli 122 gr Hyserpen Pro** permette di operare adeguatamente su ogni paziente, consentendo così all'Igienista Dentale di esprimere appieno la propria professionalità.

Protocolli pre-impostati:



(*) Tutti i trattamenti estetici non sono soggetti a Certificazione CE per Medical Device secondo la direttiva 93/42/CE